

INTERCONTIDENTAL 2025

QUOI DE NEUF ?






Rendez-vous
sur notre site



X'DERT
X'PERT
X'PERT

-  Se positionne librement et se rétracte complètement dans le meuble
-  Augmente l'espace de travail proche de la tête du patient
-  Améliore l'autonomie du praticien
-  Favorise une bonne posture de travail



MULTIPLES POSITIONS

Suivant vos habitudes de
travail et votre pratique


STERICART



LE CHARIOT DE DÉCONTAMINATION

Unique, le chariot se dissimule intégralement dans le meuble ERMÈS

-  4 roulettes pour une manipulation facile
-  S'installe dans un garage de 60 cm
-  Facile d'entretien et grande durabilité



1. Bac de pré-désinfection amovible et containers

2. Poubelle et zone de stockage

3. Disponible dans toutes les finitions de façades

TUBSTORE



LA DEMI-COLONNE RANGEMENT TUBS

Permet le stockage de tubs à la verticale pour optimiser l'espace :

-  Ouverture par système Push-Latch
-  8 emplacements pour Tubs
-  Tablette d'appoint rétractable sous la porte

TUBCARE

- ✂ Meuble mixte hygiène en partie basse
- 📦 Rangement pour 12 tubs en partie haute
- 📄 Ouverture complète et dégagée, manuelle ou électrique
- 💡 Avec ou sans éclairage LED



OPTION LED

Les LED sont disponibles sous les meubles hauts pour un éclairage élégant et pratique.

RADIO STATION



1. Un meuble intégré pour l'informatique en salle radio
2. Pas de fils désordonnés
3. Une meilleure posture au quotidien



LES NOUVEAUX COLORIS

PLAN DE TRAVAIL


SMO™



SOLID SURFACE




STRATIFIÉ



FAÇADES


POLYMÈRE



MÉLAMINÉ



STRATIFIÉ



LES NOUVELLES POIGNÉES



LUNA

EKITO / EOL / ERMÈS / EPURE



ALLURE

EKITO / EOL / ERMÈS / EPURE